

Utilisation - Use

Pincettes destinées à assurer la manipulation des poids de 1 mg à 500 g.

Note : Pour la manipulation des poids de 500 g à 2 kg nous conseillons l'utilisation de nos poignées de manutention (voir fiche produit A.101)

Tweezer for the handling of weights of 1 mg to 500 g.

Note : For the manipulation of the weights of 500 g to 2 kg we recommend the use of our handle (see card product A.101)


Description et Caractéristiques techniques

Description and Technical specifications



Pour préhension poids de 1 mg à 100 g
For handling weights of 1 mg to 100 g

Réf. <i>Ref.</i>	6660000
Matière <i>Material</i>	Acier inoxydable antimagnétique avec bout plastique <i>Stainless steel antimagnetic with plastic tip</i>
Poids <i>Weights</i>	20 g



Pour préhension poids de 200 g et 500 g
For handling weights of 200 g and 500 g

Réf. <i>Ref.</i>	6920000
Matière <i>Material</i>	Acier inoxydable antimagnétique avec bout protégé PVC <i>Stainless steel antimagnetic with tip protected by PVC</i>
Poids <i>Weights</i>	55 g